

Mikrochips RealTrace

2 Mikrochip Grössen - 2 Arten von Injektoren (einweg oder mehrweg)



Der Mikrochip Standard 2 x 13 mm
Standardgrösse



Der Mikrochip Mini 1.4 x 9 mm
ist für Kleintiere geeignet


• Einweg-Injektor

Die Einwegspritze und die Nadel mit dem Mikrochip sind zusammen steril verpackt
2x13 mm und 1.4x9 mm Mikrochips sind als Einweg-Injektoren erhältlich



• Mehrweg-Injektor Pistole um den Abfall zu minimieren

Die Pistole ist für 2x13 mm und 1.4x9 mm Mikrochips erhältlich
Jede Mikrochips Grösse bedarf einer eigenen Pistole



- Die Sets werden mit 8 Barcodes pro Mikrochip geliefert
- Liefereinheit : 20 Sets pro Schachtel
- Vom Produktionsdatum an ist das Ganze für vier Jahre steril verpackt

Datenblatt aller Mikrochips

- Chip : **ISO 11784**
- Der Mikrochip ist in die Nadel integriert (das Ganze ist steril verpackt)
- Jeder Mikrochip wiedergibt eine unverwechselbare Nummer aus 15 Ziffern: dreistelliger Ländercode (**756 für die Schweiz**) + 12 Ziffern
- Material : Bioglas. Der Mikrochip ist in einer biologisch verträglichen Glaskapsel verpackt
- Beschichtung : **Parylene**, verhindert das Wandern unter der Haut. Wird auch bei der Beschichtung von Herzschrittmachern verwendet
- Betriebsart : Passiv, Der Chip sendet nur, wenn er durch das Signal eines Lesegeräts aktiviert wird
- Normen : ISO 11784/11785, ICAR
- Funktionieren mit elektronischen Katzentüren und allen für Tiere bestimmten Produkten, die den Mikrochip erkennen